

# SUPRAMID

BLACK



<b>Typ</b>	Gedrehtes und ummanteltes Multifilament, Stärke 5/0 und 6/0 Monofilament
<b>Zusammensetzung</b>	Fadenseele aus Polyamid 6.6 und Mantel aus Polyamid 6
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt
<b>Darbietung</b>	Schachtel mit 12 Fäden

*Für Qualität  
&  
Sicherheit*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SUPRAMID

BLACK

## **EIGENSCHAFTEN**

- Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- Synthetisch
- Gedrehter Fadenaufbau
  
- Ummanteltes Multifilament
  
- Biegsamkeit und Geschmeidigkeit
  
- Luftdichte Verpackung

## **ANWENDUNGSGEBIETE**

Adaptation von Weichteilen und/oder Ligatur  
*besonders*  
Hautverschluss

## **VORTEILE**

- Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften  
Hohe Flexibilität  
Hohe Reißfestigkeit  
Ausgezeichnete Knotensicherheit
  
- Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt,  
Gewebezug und Trauma  
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit  
Verminderte Kapillarwirkung
  
- Gute Handhabungseigenschaften  
Einfaches und sicheres Knoten
  
- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität