

Ardo Absaugpumpen Master / Senator

Stärken

- Einfacher Gebrauch, nur Hauptschalter und Vakuumregler.
- Hohe Zuverlässigkeit dank Glaszylinder/Graphitkolben Technologie.
- Flüsterleise, bedingt durch Heidrive Motor.
Master: 43 dBA bei maximalem Vakuum
Senator: 42 dBA bei maximalem Vakuum
- "3guard" Schutzsystem mit hydrophobem Bakterienfilter und Überlaufschutz am Flaschendeckel.
- Schneller Vakuumaufbau aufgrund leistungsfähigem Antriebssystem.
- Wartungsarm, nebst Jahreswartung und regelmässigem Filterwechsel.
- 5 Jahre Garantie

SWISS MADE 



Ardo Master Senator – Stärken / 12.2017 / V01