



B. BRAUN VET CARE

# Manuplast<sup>®</sup> VET

UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE  
SPEZIELL FÜR GROSSTIERE

# Manuplast® VET

Weich, Glatt und Stark


- Sehr weich durch den Zusatz EVA
- Glatte Oberfläche, leicht an- und auszuziehen
- Starke und geprüfte Qualität

- Polyethylenglykol (PE), Ethylvinylacetat (EVA)
- Puderfrei, frei von Weichmachern und Latexproteinen
- Flach, beidhändige Passform, Schweißnaht
- Erfüllte Qualitätsstandards:  
ISO 527 (Zugfestigkeit, Dehnung und Bruch)  
ISO 7765 (Stoßfestigkeit)  
ISO 6383 (Reißfestigkeit)

## Manuplast® Vet PE Handschuhe

- Leichtes Material für ein besseres Gefühl
- Armlänge 90 cm, Wandstärke 22 µm, transparent orange
- Sehr weich durch den Zusatz Polyethylenglykol (PE), Ethylvinylacetat (EVA)
- Glatte Oberfläche, leicht an- und auszuziehen
- Puderfrei, frei von Weichmachern und Latexproteinen
- Starke und geprüfte Qualität

GRÖSSE	VPE	ART.-NR.
Universalgröße	100 Stück	6075100




B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen  
Tel. +49 (0) 74 61 95-31012 | [info@bbraun-vetcare.de](mailto:info@bbraun-vetcare.de) | [www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)